

Parameter

-? /?
 -sqlite /sqlite
 -sqlserver /sqlserver
 -server /server
 -globalpath /globalpath
 -dbpath /dbpath
 -essca /essca
 -log /log
 -pass /pass
 -report /report
 -update /update
 -dbupdate /dbupdate
 -dbbackup /dbbackup
 -dbbackuppass /dbbackuppass
 -dbtest /dbtest
 -jet /jet
 -nolanguage /nolanguage
 -nolanguagetest /nolanguagetest
 -iniandregistry /iniandregistry
 -localdbadmin /localdbadmin
 -localimportexportadmin /localimportexportadmin
 -telemetry /telemetry
 -dkgcopy /dkgcopy
 -te /te
 -tv /tv
 -tk /tk
 -tp /tp
 -tl /tl
 -td /td

Funktionsbeschreibung

Synopsis der Parameter
 SQLite DB Schnittstelle verwenden
 MS SQL Server DB Schnittstelle verwenden
 IP-Adresse oder DNS Name des SQL Servers
 Gemeinsames Verzeichnis (MS SQL Server DB)
 Datenbank mit Pfadangabe (MS Access, SQLite)
 ESSCA Variante (EU) aktivieren
 Fehler-Protokolldatei schreiben (Anfügemodus)
 Benutzeranmeldung als DB-Anmeldung verwenden (Sql Server)
 Direktaufruf WinAlldat Net Reporting
 Auf Update überprüfen [Dateipfad Intranet-Update]
 Datenbank Update ausführen
 Datenbank Backup ausführen [Dateipfad]
 Datenbank Backup Passwort
 Datenbanktest
 Jet OLEDB 4.0 Datenbaktreiber verwenden (MS Access)
 Startet das Programm ohne Sprachdatenbank
 Languageid direkt aus .ini Datei übernehmen
 Optionen aus Registry wenn WinAlldatOptions.ini nicht vorhanden
 Datenbankfunktionen für Kliniken ohne Fernwartungszugang
 Datenexportfunktion für Kliniken ohne Fernwartungszugang
 Telemetriedaten bei Verbindungsproblemen
 DKG-Testreihen in der Testreihenverwaltung anzeigen
 Datei mit Dateipfad zu TrueCrypt/VeraCrypt
 Datei mit Dateipfad TrueCrypt-/VeraCrypt-Container
 Datei mit Dateipfad TrueCrypt-/VeraCrypt-Schlüsseldatei
 Kennwortabfrage TrueCrypt-/VeraCrypt-Container
 TrueCrypt-/VeraCrypt-Laufwerksbuchstabe (a..z)
 TrueCrypt-/VeraCrypt-Container bei Beendigung schließen