

Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrte Damen in den Allergielabors,  
Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen,

Nach 16 Jahren WinAll dat IVDK Software (aktuelle Version 1.64c) steht ab sofort die verbesserte WinAll dat Net 2.0 Nachfolgeversion der IVDK Software zur Verfügung, welche sich schon inzwischen in 15 assoziierten IVDK Kliniken im Routineinsatz befindet.

Die bisherige WinAll dat IVDK Software wird IT-technisch nur noch begrenzt unterstützt, so dass eine Umstellung auf WinAll dat Net 2.0 unumgänglich ist, auch um Ihnen einen zuverlässigen Support wie in der Vergangenheit bieten zu können. Das DKG Update 10/2016 sowie wie die erweiterte Anamnese bzgl. Raucher (DKG Studie der LMU München) wird nur über die WinAll dat Net 2.0 Software ausgeliefert.

Die Umstellung der WinAll dat IVDK auf die neue WinAll dat Net 2.0 Version erfolgt über einen Assistenten (Setup-Programm) der sie Schritt für Schritt durch die Umstellung führt. Allerdings sind einmalig Adminrechte notwendig, so dass i. d. R. die Kollegen aus der IT bei der Migration sicherlich eingebunden bzw. assistieren werden. <http://winall.datnet.ivdk.org/ivdksetupnet.exe> (Migration Client).

Nach dem Setup muss \*ZWINGEND\* die Neuanlage der WinAll dat Net Benutzer (Dienstprogramme->Zugangsberechtigung) nach dem erstmaligen Login "chef" und "ivdk" erfolgen. Passendes Video: [http://winall.datnet.ivdk.org/video/4\\_winall.datnet\\_setup\\_benutzer.mp4](http://winall.datnet.ivdk.org/video/4_winall.datnet_setup_benutzer.mp4)

Nach der Migration des ersten PC-Clients auf WinAll dat Net kann die Datei mit den Optionen (Einstellungen) winalldatopts.ini auf die folgenden zu installierenden PC-Clients übernommen werden (i.e. verteilt werden).

Bitte beachten Sie, dass eine gemischte Nutzung von WinAll dat IVDK und WinAll dat Net \*NICHT\* möglich ist, da einige Datenbankänderungen bei der Umstellung vorgenommen werden!

Im Falle von Netzwerkinstallationen (WinAll dat Client-PC und IVDK Datenbank auf einem Server (i.e. Share, Windows-Freigabe etc.) muss die das Migrationstool ivdksetupnet.exe auf allen Client-PC's angewendet werden. Bisherige ODBC-Einstellungen (Benutzer-DSN Winalldativdk) werden automatisch übernommen, ebenso alte Registry-Einstellungen der WinAll dat IVDK Software. s.a. <http://winall.datnet.ivdk.org/ivdksetupnet.pdf>

Für die Umstellung gibt es außer dem Setup Programm eine Anleitung in Form von 4 kurzen Videoanleitungen, die in 5 Schritten den Download, die Installation und anschließende Anpassung der WinAll dat Net Software demonstriert:

[http://winall.datnet.ivdk.org/video/0\\_winall.datnet\\_setup\\_in\\_5\\_steps.html](http://winall.datnet.ivdk.org/video/0_winall.datnet_setup_in_5_steps.html)  
(Voraussetzung: Video- und Audioausgabe z.B. mit Notebook/Tablet usw.)

Bitte tragen Sie nach der Umstellung die Kontaktdaten in den WinAll dat Net Contact Manager zur Unterstützung des IVDK IT Supports ein und setzen sie bitte das Feld "Migriert?" auf "Yes".

Sollte ein Eintrag fehlen, so legen Sie bitte mit dem "Add" Button einen neuen Datensatz an. Pro Klinik max. 2 Einträge (max. 2 Datensätze: 1x IT, 1x MFA/Allogologie)  
<http://winall.datnet.ivdk.org/contacts/staff/index.php> Zugang -  
 Benutzer: winall.datnet Passwort: chefi vdk

Für den Fehlerfall während der Umstellung steht ein spezielles Video zur Verfügung:  
[http://winall.datnet.ivdk.org/video/winall.datnet\\_db\\_anbindung.mp4](http://winall.datnet.ivdk.org/video/winall.datnet_db_anbindung.mp4)

ivdksetupnet.exe wurde mit Virus Total überprüft - Ergebnis:  
[http://winall.datnet.ivdk.org/docs/VirusTotal\\_Scan\\_2016\\_02.pdf](http://winall.datnet.ivdk.org/docs/VirusTotal_Scan_2016_02.pdf)  
 sowie mit der Landeslizenz Niedersachsen der AntiViren-App Sophos.

Unter <http://winall.datnet.ivdk.org> finden sie weitere technische Informationen sowie Update- und Setup-Programme, die WinAll dat Net Online Hilfe und den Zugang zu den Videotutorials.

Download und Onlinehilfen:

=====

WinAll dat Net Setup: <http://winall.datnet.ivdk.org>  
 WinAll dat Net Hilfe: <http://winall.datnet.ivdk.org/hilfe>  
 WinAll dat Net History: <http://winall.datnet.ivdk.org/changelog.html>  
 WinAll dat Net Videos: <http://winall.datnet.ivdk.org/video>

Wie erfolgen künftige Updates in WinAll dat Net 2.0?

=====

Methode 1 mit Installer ohne Administrator Rechte:

-----

<http://winall.datnet.ivdk.org/ivdkupdatenet.exe> (Update Client)  
 - keine Admin-Rechte nötig, entspricht winall.datnet.zip

Methode 2 manuell ohne Installer ohne Administrator Rechte:

-----

<http://winall.datnet.ivdk.org/update/winall.datnet.zip>

Methode 3 via WinAll datnet.exe (empfohlen)

-----

Die WinAll dat Net Software kann über den programm-internen Menüpunkt Hilfe => Internetupdate bequem im Benutzerkontext aktualisiert werden, allerdings muss die klinikerne FW (http Port 80) dies zulassen. s.a. Screenshot "internetupdate.png" als Anhang. Es wird unter der Adresse/URL <http://winall.datnet.ivdk.org/update> die Datei "winall.datnet.zip" heruntergeladen, entpackt und in das WinAll dat Net Verzeichnis des Client PCs (i.d.R. c:\winall.datnet) installiert.

DKG Update Aktivierung (falls noch nicht aktiviert!)

=====

Nach dem Software Update muss das vorinstallierte DKG Update 10/2016 (i.e. Datei dkgupdate.mdb) aktiviert werden, allerdings ERST nach Rücksprache mit dem Allergietestlabor. Empfohlen wird die Aktivierung des DKG Updates durch die MFA/MTA in Allergologie mit den Logindaten "chef" und "ivdk". Aufruf durch "Extras" => "DKG Testreihenupdate" s. angefügten Screenshot "dkgupdate.png" in WinAll dat Net 2.0

## Winall\dat\Net\Videoportal

Verfügbare Videos unter <http://winall.datnet.ivdk.org/video>

- Allgemeine Einführung in Winall\dat\Net
  - ... [http://winall.datnet.ivdk.org/video/winall\datnet\\_intro.mp4](http://winall.datnet.ivdk.org/video/winall\datnet_intro.mp4)
- Testreihenverwaltung (Klinik-Blockänderungen)
  - ... [http://winall.datnet.ivdk.org/video/winall\datnet\\_testseri es.mp4](http://winall.datnet.ivdk.org/video/winall\datnet_testseri es.mp4)
- Optionen (Einstellungen der Software unter Extras->Optionen)
  - ... [http://winall.datnet.ivdk.org/video/winall\datnet\\_opti ons.mp4](http://winall.datnet.ivdk.org/video/winall\datnet_opti ons.mp4)

Fernwartung und Installationhilfe durch den IVDK

Link zum IVDK Teamviewer QuickSupport Modul:

[http://winall.datnet.ivdk.org/winall\dat/TeamViewerQS\\_de.exe](http://winall.datnet.ivdk.org/winall\dat/TeamViewerQS_de.exe)

Eine Installation ist nicht notwendig! Auf dem Zielrechner herunterladen (z. B. direkt auf dem Desktop), Programm starten und sich mit dem IVDK Support telefonisch unter 49 551 201 97 780 oder 49 551 508 38 11 in Verbindung setzen. Bitte vorher einen Support-Termin vereinbaren, vorzugsweise werktags zwischen 15 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung.

IT-Support und Fernschulungen werktags taeglich 10h - 17h

Ronald Arnold Tel.: +49 551/201 97 780 - eMail: [rarnold@gwdg.de](mailto:rarnold@gwdg.de)  
Christian Meyer Tel.: +49 551/508 38 11 -  
eMail: [projekte@christian-meyer-software.de](mailto:projekte@christian-meyer-software.de)

Zentrale IVDK Datenbank winall\dat\ivdk.mdb im Netzwerk

Bitte stellen sie bei Datensicherungen sicher, dass nur eine (i. e. aktuelle Version) winall\dat\ivdk.mdb Datei im Netzwerk und auf den PC Clients sichtbar ist. Vermeiden sie einfache Backups durch Copy & Paste, wodurch Duplikate der Datei winall\dat\ivdk.mdb angelegt werden.

Kontakt & Rückfragen:

---

Dipl.-Ing. Ronald Arnold | Ltd. Medizininformatiker  
Informationsverbund Dermatologischer Kliniken | IVDK  
Institut an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG)  
von-Bar-Str. 2-4 | 37075 Göttingen |  
phone +49 551 201 97 780 | fax +49 0551 505 39 629  
<http://ivdk.org> | [rarnold@gwdg.de](mailto:rarnold@gwdg.de)